

Jetzt erleben:
Ich schenke mir mehr
Lebensqualität mit
ConnectLine.



CONNECTLINE



- ◆ Fernsehen
- ◆ Telefonieren
- ◆ Verstehen in lauter Umgebung

Gehören diese Situationen zu Ihrem Alltag?



Kennen Sie das auch?



„Beim Fernsehen können wir uns nicht auf die Lautstärke einigen. Ich stelle den Fernseher zu laut für meine Frau.“

„Telefonieren wird immer anstrengender für mich. Manchmal kann ich nicht richtig verstehen, obwohl ich mich sehr konzentriere.“



„Im Restaurant verstehe ich meine Freunde nur mit viel Mühe, manchmal auch gar nicht. Deshalb gehe ich oft früher nach Hause.“

Ihre Erfahrung...

... zum Thema „Fernsehen“:

1. Was erleben Sie beim Fernsehen?

- Zu leise
- Zu undeutlich
- Ich muss mich dicht an den Fernseher setzen, um zu verstehen
- Mein Partner (oder Nachbar) fühlt sich von „meiner“ Fernseh-Lautstärke gestört
- Ich fühle mich von anderen Personen beim Fernsehen gestört
- Sonstiges: _____

1a. In welchem Ausmaß erleben Sie insgesamt Schwierigkeiten beim Fernsehen?

leicht mittel stark

... zum Thema „Telefonieren“:

2. Was erleben Sie beim Telefonieren?

- Ich höre das Telefonklingeln nicht
- Rückkopplungen (Pfeifen der Hörgeräte)
- Gesprächspartner sind zu leise
- Ich erkenne nicht, wer spricht
- Schwierige Handhabung des Telefonhörers am Hörgerät
- Sonstiges: _____

2a. In welchem Ausmaß erleben Sie insgesamt Schwierigkeiten beim Telefonieren?

leicht mittel stark

... zum Thema „Verstehen in lauter Umgebung“:

3. Was erleben Sie bei Gesprächen im Restaurant, in lauter Umgebung oder bei größerer Entfernung?

- Wenn möglich, vermeide ich solche Situationen
- Ich verstehe in diesen Situationen nicht immer alles
- Es strengt mich an
- Ich kann mich schlecht auf meinen Gesprächspartner konzentrieren
- Manchmal bekomme ich Kopfschmerzen
- Es ist mir unangenehm, wenn Andere merken, dass ich sie nicht verstehe
- Sonstiges: _____

3a. In welchem Ausmaß erleben Sie insgesamt Schwierigkeiten bei Gesprächen in lauter Umgebung?

leicht

mittel

stark

Oticon ConnectLine – das ist Ihre Lösung.

Gerade in akustisch schwierigen Situationen, wenn Sie zum Beispiel mit Ihren Freunden im Restaurant essen, werden Sie ConnectLine lieben. Denn mit den ConnectLine-Produkten werden Ihre Hörgeräte zum klangstarken Kopfhörer, egal ob Sie sich in lebhafter Runde unterhalten, fernsehen, telefonieren oder skypen.

**Es gibt Dinge im Leben,
die muss man selbst erleben.**





Ihre **Multifunktionsfernbedienung** – Der Streamer Pro als **Herzstück** und **Steuerzentrale**.

Genießen Sie ein großes Stück Freiheit mit dem Streamer Pro. Mit ihm können Sie ganz schnell und einfach unterschiedliche Funktionen ausführen, die Ihr Leben vereinfachen. Regeln Sie die Programme und Lautstärke Ihrer Hörgeräte und verbinden Sie sich drahtlos mit Fernseher, Telefon, Handy und anderen Geräten.

Fernsehen

Einfache Bedienung: Drücken Sie einfach die Fernsehtaste am Streamer Pro und genießen Sie Ihre Lieblingsfilme mit Ihren Liebsten.

Hörgeräte als Kopfhörer. Individuelle Lautstärke: Mit dem Streamer Pro wählen Sie Ihre passende Lautstärke für die Hörgeräte. So können alle Familienmitglieder miteinander in einer für sie angenehmen Lautstärke fernsehen.

Telefonieren und fernsehen: Werden Sie angerufen, während Sie fernsehen, stellt der Streamer Pro den Anruf durch und regelt automatisch die Lautstärke des Fernsehers herunter, sobald Sie das Gespräch beginnen. Wenn Sie es beendet haben, kehrt der Streamer Pro wieder zur Fernsehlautstärke zurück.

Nichts verpassen: Auch wenn Sie den Raum verlassen, hören Sie weiterhin den Ton des Fernsehers.



Fernsehen



TV Adapter



Mikrofon



Verstehen in lauter Umgebung

Gesellschaftliche Events: Sie genießen gesellige Runden oder andere gesellschaftliche Events, da Sie Ihren Gesprächspartner gut verstehen.

Auf Entfernung: Sie verstehen Ihren Gesprächspartner auf bis zu 15 Meter Entfernung.

Draußen unterwegs: Sie freuen sich über gute Gespräche bei einem Strandspaziergang, auch wenn es windig ist.

Telefonieren – Festnetz und Mobil

Einfache Bedienung: Mit nur einem Tastendruck am Streamer Pro nehmen Sie ein Telefonat an.

Freihändig telefonieren: Sie telefonieren und haben dabei die Hände frei.

Freisprechanlage: Im Auto wird Ihr Handy zusammen mit Ihren Hörgeräten zur individuellen Freisprechanlage.

Kein lästiges Suchen mehr: Wenn Sie Ihr Telefon oder Handy verlegt haben, nehmen Sie den Anruf einfach mit dem Streamer Pro an.

Immer erreichbar: Sie verpassen keinen Anruf, weil der Streamer Pro den Klingelton direkt in Ihre Hörgeräte überträgt.

Hintergrundgeräusche ausblenden: Sie telefonieren auch dann entspannt, wenn es um Sie herum laut ist.

Kein Pfeifen mehr: Sie telefonieren ohne lästige Rückkopplungen.

Festnetz



Phone Adapter



Handy



Großer Komfort und
einfache Handhabung

Erleben Sie selbst, wie einfach ConnectLine zu bedienen ist und wie klangvoll es arbeitet. Sie werden begeistert sein!

Technik, die Sie begeistert

Darüber haben wir gesprochen:

Benötigte Connect-Line Produkte

Reichweite

Laufzeit

Zusätzlicher Stromverbrauch in den Hörgeräten

Ihr Vorteil

	Telefonieren Festnetz	Telefonieren Handy	Fernsehen	Verstehen in lauter Umgebung
Benötigte Connect-Line Produkte	Phone Adapter, Streamer Pro	Streamer Pro	TV Adapter, Streamer Pro	Mikrofon, Streamer Pro
Reichweite	30 Meter	10 Meter	30 Meter	15 Meter
Laufzeit	8 h	8 h	8 h	5 h
Zusätzlicher Stromverbrauch in den Hörgeräten	nein	nein	nein	nein
Ihr Vorteil	Klare und einfache Kommunikation per Festnetztelefon zu Hause	Komfortables Telefonieren in lauter Umgebung	Mit individueller Lautstärke fernsehen, während die Familie davon unabhängig ihre Lautstärke einstellt	Entspannte Gespräche auch in lauter Umgebung und auf Entfernung



Fernseher




Mikrofon



Handy



Telefon



Diese Möglichkeiten gibt es außerdem:

Computernutzung z. B. Skype	Telefonspule nutzen z. B. Kirche, Vorträge	FM-Kompatibilität nutzen z. B. Schule	Musik hören
Streamer Pro	Streamer Pro	Streamer Pro	Streamer Pro
10 Meter	je nach Magnetfeld	je nach Sender	je nach Multimediaplayer
8 h	8 h	8 h	8 h
nein	nein	nein	nein
Ihre Hörgeräte werden zu Kopfhörern für z. B. Video- konferenzen, Filme oder Internet-Telefonie	Mit einem Tastendruck Veranstaltungen wie Theater und Lesungen genießen	Mit Universalempfänger am Streamer Pro gleich- zeitig die Vorteile von diskreten Hörgeräten und FM erleben	Lieblingsmusik direkt in die Hörgeräte übertragen

Streamer Pro



Musik



Computer



Telefonspule



FM-Empfänger



Tablet

People First

Unser Versprechen
für Kommunikation
und Lebensqualität.

Name des Akustikers

Empfohlenes Hörgerät

Folgetermin

Empty rectangular box for notes or additional information.