

## PRODUKTINFORMATION CONNECTLINE CONTROL 2.0

Die Fernbedienung **ConnectLine Control 2.0** ermöglicht Hörsysteme-Nutzern eine unauffällige Bedienung der Hörsysteme. Mit dieser diskreten und eleganten Lösung können Besitzer von Oticon Wireless-Hörsystemen die Lautstärke oder die Programme der Hörsysteme steuern sowie (bestimmte) Hörsysteme stummschalten. Insbesondere haben auch Kunden Zugriff auf Lautstärke oder Programme, deren Hörsysteme keine Taster am Gerät selbst haben.

### **Anwenderfreundlich und unauffällig**

Die Fernbedienung ConnectLine Control ermöglicht eine intuitive und besonders dezente Steuerung der Hörsysteme.

Nutzer von Oticon Wireless-Hörsystemen haben jederzeit direkte Kontrolle über wichtige Funktionen der Hörsysteme.

ConnectLine Control kann zur Regelung der Lautstärke und zum Wechseln der Hörprogramme verwendet werden. Bestimmte Hörsysteme (z.B. mit Inium-Chip), die über die Stummschaltfunktion verfügen, können über die ConnectLine Control auch stummgeschaltet werden.

Diskretion ist gewährleistet, weil diese Fernbedienung die Hörsysteme aus einer Entfernung von bis zu 1 Meter auch ohne direkte Sichtverbindung steuern kann.

### **Einfach zu bedienen**

Die Tasten der Fernbedienung ConnectLine Control sind übersichtlich angeordnet und leicht zu bedienen.

Bei jedem Tastendruck ist ein leises Klicken fühl- und hörbar. Die jeweilige Aktion wird außerdem durch eine optische Anzeige der Status-Leuchte auf der Fernbedienung bestätigt.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Technische Daten ConnectLine Control 2.0

Abmessungen	75.3 x 35 x 12 mm; Gewicht (inkl. Batterien) 32.7 g
Batterietyp	2 x AAAA
Betriebslebensdauer bei normaler Nutzung	1 Jahr
Typische Reichweite	1 Meter
Anzeige	Die grüne LED blinkt nach jedem Tastendruck. Bei schwacher Batterie blinkt sie alle 2 Sek.
Betriebstemperatur	10 bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit	Relative Luftfeuchtigkeit < 85 %
Aufbewahrungstemperatur	-20 bis 70 °C