



Ihr Akustiker:

90003233 / D-Hamburg-5.2017 - DE710210000 - Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten.

OTICON | **ConnectLine**

Einfache Lösungen
fürs **Telefonieren**
und **Fernsehen** mit
Hörgeräten.



www.oticon.de

oticon
PEOPLE FIRST



oticon
PEOPLE FIRST

Telefonieren und **Fernsehen**
sind oft **besondere akustische**
Herausforderungen
für Hörgeräte-Träger.
Eine Lösung: Oticon ConnectLine.

Die Lösung für Sie:

1. Umgewöhnen der Handhaltung:

Um optimal mit Hörgeräten, die hinter dem Ohr sitzen, telefonieren zu können, halten Sie das Telefon an den oberen Bereich der Ohrmuschel. Dort befinden sich die Mikrofone Ihrer Hörgeräte.



2. Spezielles, akustisches Telefonprogramm:

Die meisten Hörgeräte besitzen spezielle Einstellungen zum Telefonieren, die Ihr Hörakustiker für Sie programmieren kann.

3. Telefonspule:

Wenn Ihr Telefon eine Induktionsspule besitzt, kann Ihr Hörakustiker die sogenannte „Telefonspule“ in Ihren Hörgeräten oder dem Streamer Pro aktivieren. So können Sie störungsfrei ohne Umgebungslärm telefonieren.

Auch viele Kirchen, Kinos und Theater bieten mittlerweile über Ringschleifen die Übertragung durch Telefonspulen an.

Ihr Hörakustiker berät Sie gerne!

Achten Sie hier auf dieses Zeichen:



Die diskrete Fernbedienung ConnectLine Control

Sie möchten Ihre Geräte ganz unauffällig lauter stellen, wenn jemand sehr leise spricht? Oder leiser, wenn es am Flughafen mal wieder viel zu laut ist? Oder Sie möchten bequem zum Telefonprogramm wechseln?

Das ist ganz einfach mit der Fernbedienung **ConnectLine Control**, die Sie ganz unauffällig in Ihrer Hosen-/Handtasche oder am Schlüsselbund tragen können.




Die Multifunktionsfernbedienung ConnectLine Streamer Pro

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Hörgeräte kabellos mit Ihrem Fernseher, Handy, Festnetztelefon usw. verbinden könnten?


Die Produkte von **Oticon ConnectLine** machen das für viele Oticon Hörgeräte möglich.

Steuerzentrale und Herzstück ist der sogenannte **„Streamer Pro“**, der den Klang von Fernseher oder Telefon in brillanter Qualität kabellos direkt in Ihre Hörgeräte überträgt. Wie in einen sehr hochwertigen, kabellosen Kopfhörer.



Ihre Vorteile:

- Lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie den Fernseh- oder Musikklang direkt in Ihren Hörgeräten. Die Hintergrundgeräusche werden dabei deutlich reduziert.
- Telefonieren Sie freihändig, ob zu Hause oder im Auto. Schalten Sie beliebig zwischen verschiedenen Geräten (s. u.) hin und her. Wenn Sie fernsehen und ein Anruf reinkommt, drücken Sie einfach die Telefontaste auf dem Streamer Pro. Sie telefonieren dann in bester Klangqualität mit dem Gespräch in beiden Ohren. Wenn Sie auflegen, gehen die Hörgeräte automatisch in den Fernsehmodus zurück.
- Regeln Sie Programme und Lautstärke Ihrer Hörgeräte mit einem Tastendruck – diskret und einfach.



Großer Komfort und einfache Handhabung

Erleben Sie selbst, wie einfach ConnectLine zu bedienen ist und wie klangvoll es arbeitet. Sie werden begeistert sein!

