

Roger™-Empfänger

Farb- und Kompatibilitätsübersicht



Designintegrierte Roger-Empfänger



		Roger 10	Roger 11	Roger 14	Roger 15	Roger 16	Roger 17	Roger 18	Roger 19	Roger 20	Roger 21
Sand Beige	P1	■	■		■	■	■	■	■		
Amber Beige	P2	■	■		■	■		■	■		
Sandelholz	P3	■	■		■	■		■	■		
Kastanie	P4	■	■		■	■	■	■	■		
Champagner	P5	■	■		■	■		■	■		
Silbergrau	P6	■	■		■	■	■	■	■		
Graphitgrau	P7	■	■		■	■		■	■		
Samtschwarz	P8	■	■		■	■	■	■	■		
Rubin	P9	■	■		■	■	■	■	■		
Petrol	Q1	■	■		■	■	■	■	■		
Electric Green	Q2	■	■		■		■	■	■		
Caribbean Pirate	Q3	■	■		■		■	■	■		
Dragon Orange	Q4	■	■		■		■				
Vanity Pink	Q5	■	■		■		■				
Blue Lagoon Transparent	Q6	■	■		■						
Royal Purple Transparent	Q7	■	■		■						
Precious Pink	T3	■	■		■			■	■		
Alpine White	T7							■	■		
Lava Red	M6							■	■		
Blue Ocean	M7							■	■		
Majesty Purple	M8							■	■		
Beige	O1	■	■		■						
Braun	O3	■	■								
Hellgrau	O4	■	■								
Schwarz	O6	■	■		■						
Pure Transparent	I3	■	■		■	■					
Blau Transparent	I37	■	■		■	■					
Violett Transparent	I38	■	■		■	■					
Grau	I23	■	■								
Zartrosa	I33	■	■		■						
Himmelblau	I34	■	■		■						
Taupe	I35	■	■		■						
Kastanienbraun	I50	■	■								
Schoko	E5				■						
Fels	E6				■						
Wolke	E8				■						
Schnee	E9				■						
Sterling	F3				■						
Braun	L0			■							
Weiß	L8			■						■	
Schwarz	L9			■						■	
Beige	M1			■						■	
Kohle	M2			■						■	
Mokka	T1			■						■	
Rauch	T2			■						■	
Alpinweiß	XN						■				
Prinzessinnenrosa	XP						■				
Anthrazit	V1										■
Beige	V2										■
Schwarz	V3										■
Ebenholz	V4										■
Nordisch Grau	V5										■
Weiss	V6										■

Roger Universalempfänger



Roger X Roger MyLink

Champagner	P5		
Light Sterling	M3		

Roger Focus

AVWS/AD(H)S, Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und bei einseitigem Hörverlust



Roger Focus

Sand Beige	P1	
Amber Beige	P2	
Sandelholz	P3	
Kastanie	P4	
Silbergrau	P6	
Samtschwarz	P8	
Rubin	P9	
Petrol	Q1	
Precious Pink	T3	
Electric Green	Q2	
Caribbean Pirate	Q3	
Dragon Orange	Q4	
Vanity Pink	Q5	
Blue Lagoon Transparent	Q6	
Royal Purple Transparent	Q7	
Pure Transparent	13	

Roger- / FM-Audioschuhe



AS9 AS10 AS11 AS15 AS16 AS18 AS19

Sand Beige	P1							
Amber Beige	P2							
Sandelholz	P3							
Kastanie	P4							
Champagner	P5							
Silbergrau	P6							
Graphitgrau	P7							
Samtschwarz	P8							
Rubin	P9							
Petrol	Q1							
Electric Green	Q2							
Caribbean Pirate	Q3							
Dragon Orange	Q4							
Vanity Pink	Q5							
Blue Lagoon Transparent	Q6							
Royal Purple Transparent	Q7							
Precious Pink	T3							
Alpine White	T7							
Lava Red	M6							
Blue Ocean	M7							
Majesty Purple	M8							
Beige	01							
Braun	03							
Schwarz	06							
Anthrazit	12							
Pure Transparent	13							
Taupe	35							
Blau Transparent	37							
Violett Transparent	38							
Palladium	40							
Schoko	E5							
Sterling	F3							

Roger-Empfänger Kompatibilitäts-Guide – Hörgeräte

		Designintegriert für Phonak Hörsysteme						Universell				
		Roger 19	Roger 18	Roger 16	Roger 15	Roger 11	Roger 10	Roger X	Audioschuh	Roger MyLink		
Hörgeräte	Belong	Kinderversorgung	Sky B-M						• ¹		•	
			Sky B-P		•					•	AS18	•
			Sky B-SP		•					•	AS18	•
			Sky B-UP	•						•	AS19	•
			Sky B-RIC		•					•	AS18	•
		Sky B-PR							• ¹		•	
		Power	Naida B-SP		•						AS18	•
			Naida B-UP	•							AS19	•
			Naida B-R RIC							• ¹		
		HdO	Bolero B-M							• ¹		•
	Bolero B-P			•					•	AS18	•	
	Bolero B-SP			•					•	AS18	•	
	Bolero B-PR								• ¹			
	RIC	Audéo B-13		•					•	AS18	•	
		Audéo B-312T							• ¹		•	
		Audéo B-312							• ¹			
		Audéo B-10							• ¹			
		Audéo B-R							• ¹			
	IO	Virto B-10 NW O									• ²	
		Virto B-10 O							•		• ²	
Virto B-10								• ¹		• ²		
Virto B-312								• ¹		• ²		
Virto B-13								• ¹		• ²		
Venture	Kinderversorgung	Sky V-M						• ¹		•		
		Sky V-P		•					•	AS18	•	
		Sky V-SP		•					•	AS18	•	
		Sky V-UP	•						•	AS19	•	
		Sky V-RIC		•					•	AS18	•	
	Power	Naida V-SP		•					•	AS18	•	
		Naida V-UP	•						•	AS19	•	
		Naida V-RIC		•					•	AS18	•	
	HdO	Bolero V-M							• ¹		•	
		Bolero V-P		•					•	AS18	•	
		Bolero V-SP		•					•	AS18	•	
		Audéo V-13		•					•	AS18	•	
	RIC	Audéo V-312T							• ¹		•	
		Audéo V-312							• ¹			
		Audéo V-10							• ¹			
		Virto V-10 O							• ¹		• ²	
		Virto V-10							• ¹		• ²	
	IO	Virto V-312							• ¹		• ²	
		Virto V-13							• ¹		• ²	

1 Phonak ComPilot oder Phonak ComPilot II erforderlich
 2 Telefonspule erforderlich

Roger-Empfänger Kompatibilitäts-Guide – Cochlea-Implantate

		Designintegriert für Cochlea-Implantate				Universell			
		Roger 14	Roger 17	Roger 20	Roger 21	Roger X	Audioschuh	Roger MyLink	
Cochlea-Implantate	AB	Naida CI Q		•			• ¹	•	
		Harmony / Auria					•	•	
		Neptune					•	Neptune Connect	•
	Cochlear	Nucleus 7			•		•	Mini Microphone 2+	•
		Nucleus 6	•				•	Audioschuh	•
		Nucleus 5	•				•	Audioschuh	•
		Baha 5 / CP 910					• ²		
		Baha 4 / CP810					•		•
		Baha BP100 / BP110					•		•
		Freedom							•
		MED-EL	SONNET				•	•	FM-Batteriefach
	RONDO						•	Mini Batteriepack	•
	OPUS2						•	FM-Batteriefach	•
	Oticon Medical	Neuro One					•		•
		Ponto 3 / Ponto 3 Power / Ponto 3 SuperPower					•	Streamer	•
		Ponto Plus / Plus Power					•	Streamer	•
		Ponto Pro / Ponto Pro Power							• ³

1 Phonak ComPilot erforderlich

2 Über ein Audiokabel verbunden mit dem Cochlear Mini Microphone

3 Erfordert eine externe Oticon Medical Telefonspule