

# TV-Streamer+

Lautstärke erhöhen/  
Einstellung Audio-Verzögerung

LED-Anzeige:  
Audio-Streaming  
(Grün = Streaming)/  
Kopplungs-Indikator

Lautstärke verringern/  
Einstellung Audio-Verzögerung



Kopplungs-/ Taster  
Audio-Verzögerung

Audio-Eingang  
Analog und Digital  
(Optisch)

Stromanschluss  
(USB-C)

LED-Anzeige:  
Power Dome  
(Weiß = An)



## Technische Daten

Maße	70.6 x 49.5 x 15.7 mm
Gewicht	32 g
Stromversorgung	USB-konforme Stromversorgung 5V DC
Stromanschluss	USB-C
Leistungsaufnahme	Max. 100 mA
Audio-Eingang	Analog: 3.5 mm Stereo-Miniklinke --> L/R RCA Digital: Optisch Mini-TOSLINK Anschluss
Unterstützte digitale Audioformate	Stereo PCM bei 32, 44.1 & 48 kHz Abtastrate AC3: 44.1 & 48 kHz Abtastrate
Empfindlichkeit Line-Eingang	16 mV bis 2V RMS über den gesamten Bereich
Audio-Streaming	Es können mehrere Hörgeräte gleichzeitig mit dem TV-Streamer+ verbunden werden
Funk-Verbindungen	Es können bis zu 8 TV-Streamer+ mit einem binaural angepassten Hörgerätepaar verbunden werden
Übertragungsbereichweite Audio-Streaming	7 Meter
Audioqualität	Mono/Stereo 24 kHz Abtastrate Mono/Stereo 16 kHz Abtastrate (Auracast™-Sender)
Audio-Bandbreite	Mono/Stereo 24 kHz Abtastrate: 75 Hz - 11 kHz +/-3 dB Mono/Stereo 16 kHz Abtastrate (Auracast-Sender): 75 Hz - 7 kHz +/-3 dB
Funk-Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Emission	Max. 12 dBm in Übereinstimmung mit allen relevanten Normen
ESD-Toleranz	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Lagerungs- und Transporttemperatur	-25 °C bis +70 °C

Weltweite Vertretungen  
GN ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dänemark  
Tel.: +45 4575 1111  
resound.com

Deutschland  
GN Hearing GmbH  
An der Kleimannbrücke 75  
DE-48157 Münster  
Tel.: +49 251-20 39 6-0  
Fax: +49 251-20 39 6-250  
info@gnresound.de  
resound.com

Österreich  
GN Hearing Austria GmbH  
Modecenterstraße 22/ Top D48-D52  
AT-1030 Wien  
Tel: +43 1 524 54 000  
info@gnresound.at  
resound.at

Schweiz  
GN Hearing Switzerland AG  
Seestrasse 353  
CH-8038 Zürich  
Tel.: +41 44 722 91 11  
info@gnresound.ch  
resound.ch

USt-IdNr. DK55082715

© 2023 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten.  
Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

402418001DE-24, 11-Rev.D