


uTV 3 Kurzanleitung

Ihr uTV™ 3 auf einen Blick



- 1 Lautstärkereglер lauter (+)
- 2 Taste zum Ein-/Aussschalten und Statuskontrollleuchte
- 3 Lautstärkereglер leiser (-)
- 4 Kopplungstaste (+)
- 5 Netzeingang
- 6 Digital Audio (optisch)
- 7 Digital Audio (koaxial)
- 8 Analog Audio (3,5 mm)
- 9 Audiokontrollleuchte
- 10 Auswechselbarer Ladesteckplatz

Bedeutung der Statusanzeigen

Ein	Konstant grün	
Eingeschaltet, aber kein Audioeingang	Blinkt langsam grün	• • • • •
Kopplungsmodus	Blinkt schnell blau	• • • • •
Streaming-Modus	Konstant blau	▬
Pause-Modus	Blinkt kurz blau	• • • • •
Test-Modus	Mehrfarbiges Blinken	• • • • •



Unitron Hearing, a Division of National Hearing Services Inc.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



Sonova AG

Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland


unitron.com




B/16-051 029-5998-01

unitron Hearing matters

Schritt 1




Schritt 2




Schritt 3


uDirect 3





uStream



Schritt 4



Schritt 5



*uDirect 3 ist ebenfalls kompatibel.